



转基因检测

ELISA 试剂盒和侧向流动试纸条

近年来，随着全球范围内转基因（GM）作物的品种和产量显著增加，全球相关监管机构对转基因产品的审批程序也愈发严格，因此为促进国际贸易，对食品和农产品进行转基因成分的检测十分必要。GMO 检测分析可以在现场或在实验室中进行。

采用 ELISA 试剂盒 / 侧向流动试纸条检测转基因成分

为您提供两类 GMO 检测试剂盒 — ELISA 和快检试纸条，检测结果准确可靠。可用于分析市场主流转基因作物，如棉花、大豆、玉米和油菜。

ELISA 试剂盒

- 采用与待测靶标配对的单克隆抗体
- 标准化检测程序
- ELISA 期间仅需一次洗涤
- 高特异性和灵敏度
- 试剂盒具有良好的批内和批间差异


侧向流动试纸条

- 现场快速检测
- 无需实验室设备即可获得可靠的结果

转基因检测

ELISA 试剂盒和侧向流动试纸条

ELISA 试剂盒



Cry1Ac ELISA 试剂盒能用于定性或定量检测单个叶片、种子或散装种子粉末中的不同转基因成分。



货号	产品名称	适用对象	规格
AID 007	玉米/棉花Cry1Ac/Ab ELISA 试剂盒	玉米/棉花的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 008	玉米/棉花Cry2A ELISA 试剂盒	玉米/棉花的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 061	玉米 Cry34Ab1 ELISA 试剂盒	玉米的叶片、种子和散粮	10,50 * 96
AID 011	棉花/玉米/大豆CP4EPSPS (RR) ELISA 试剂盒	棉花/玉米/大豆的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 017	棉花Cry1Ac/Cry2A 双重ELISA 试剂盒	棉花的单个种子或叶片	50,100 * 96
AID 018	棉花/玉米/油菜/芥菜/水稻PAT/bar ELISA 试剂盒	棉花/玉米/油菜/芥菜/水稻的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 023	棉花Vip3A ELISA 试剂盒	棉花的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 027	棉花/玉米PAT/pat ELISA 试剂盒	棉花/玉米的叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 004	玉米/棉花Cry1F ELISA 试剂盒	玉米/棉花的单个叶片或种子	1,10,50,100 * 96
AID 021	大豆/棉花HPPD ELISA 试剂盒	大豆/棉花的单个叶片和种子	1,10 * 96
AID 051	玉米eCry3.1Ab ELISA 试剂盒	玉米的叶片、种子和散粮	10, 50 * 96
AID 052	玉米Modified Cry3A ELISA 试剂盒	玉米的叶片、种子和散粮	10, 50 * 96
AID 053	玉米Cry3Bb ELISA 试剂盒	玉米的叶片、种子和散粮	10, 50 * 96
AID 059	玉米Vip3A ELISA试剂盒	玉米的叶片、种子和散粮	10, 50 * 96

侧向流动试纸条 —— 用于检测散装谷物和棉花种子散粮



侧向流动试纸条是一种定性检测方法，能在现场快速检测样品中是否含有转基因成分。有两类试纸条：一类适用于检测单个种子或叶片，另一类适用于检测散装谷物。

货号	产品名称	适用对象	规格
AID 040	大豆CP4EPSPS (RR) 试纸条	大豆散粮 (0.1%)	100 条
AID 042	玉米CP4EPSPS (RR) 试纸条	玉米散粮 (0.1%)	100 条
AID 043	棉籽 CP4EPSPS (RR) 试纸条	棉花种子散粮 (0.1%)	100 条
AID 044	棉籽 Cry1Ac 试纸条	棉花种子散粮 (0.25%)	100 条
AID 045	玉米Cry1Ab 试纸条	玉米散粮 (0.8%)	100 条
AID 046	棉花Cry2A 试纸条	棉花种子散粮 (0.25%)	100 条
AID 047	玉米Cry2A 试纸条	玉米散粮 (1%)	100 条
AID 048	玉米Vip3A 试纸条	玉米散粮 (0.25%)	100 条
AID 050	玉米Cry1F 试纸条	玉米散粮 (0.5%)	100 条
AID 058	玉米eCry3A 和Cry3Bb 双重试纸条	玉米散粮 (0.5%)	100 条
AID 060	玉米 Cry3Bb 试纸条	玉米散粮 (0.2%)	100 条

侧向流动试纸条 —— 用于检测单个叶片或种子



货号	产品名称	适用对象	规格
AID 032	棉花Cry1Ac 试纸条	棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 033	玉米/棉花Cry1F 试纸条	玉米/棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 026	玉米/棉花Cry2A 试纸条	玉米/棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 031	玉米/棉花Vip3A 试纸条	玉米/棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 041	玉米Cry1Ab 试纸条	玉米的单个叶片或种子	100 条
AID 025	玉米/大豆CP4EPSPS (RR) 试纸条	玉米/大豆的单个叶片或种子	100 条
AID 024	大豆/棉花HPPD 试纸条	大豆/棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 029	玉米/大豆 PAT/Pat 试纸条	玉米/大豆的单个叶片或种子	100 条
AID 037	棉花Cry1Ac/Cry2A试纸条	棉花的单个种子	100 条
AID 038	棉花Cry1Ac/Cry2A试纸条	棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 036	玉米Cry1Ab/CP4EPSPS (RR)试纸条	玉米的单个叶片或种子	100 条
AID 034	棉花Cry1Ac/Cry2A/CP4EPSPS (RR)试纸条	棉花的单个种子	100 条
AID 035	棉花Cry1Ac/Cry2A/CP4EPSPS (RR)试纸条	棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 039	棉花CP4EPSPS (RR) 试纸条	棉花的单个叶片或种子	100 条
AID 049	芥菜/油菜PAT/bar 试纸条	芥菜/油菜的单个叶片或种子	100 条
AID 057	玉米Modified Cry3A 试纸条	玉米的叶片或种子	100 条
AID 054	玉米Cry3Bb 试纸条	玉米的叶片或种子	100 条
AID 063	玉米 Cry34Ab1 试纸条	玉米的叶片或种子	100 条